

# Produits de prélèvement veineux

## Tubes avec fluorure BD Vacutainer<sup>MD</sup>

On utilise les tubes avec fluorure BD Vacutainer<sup>MD</sup> pour le dosage du glucose et, lorsqu'il est indiqué, pour les tests d'alcoolémie.



Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif / Concentration	Qté par boîte / Qté par caisse
<b>367587</b> ✓	P	13 x 75	2,0	BD Hemogard <sup>MC</sup> Gris	Papier	Fluorure de sodium (3 mg) et EDTA Na <sub>2</sub> (6 mg)	100 / 1 000
<b>367921</b>	P	13 x 75	2,0	BD Hemogard <sup>MC</sup> Gris	Papier	Fluorure de sodium (5 mg) Oxalate de potassium (4 mg)	100 / 1 000
<b>367922</b> ✓	P	13 x 75	4,0	BD Hemogard <sup>MC</sup> Gris	Papier	Fluorure de sodium (10 mg) Oxalate de potassium (8 mg)	100 / 1 000
<b>367925</b>	P	13 x 100	6,0	BD Hemogard <sup>MC</sup> Gris	Papier	Fluorure de sodium (15 mg) Oxalate de potassium (12 mg)	100 / 1 000
<b>367001*</b>	V	16 x 100	10,0	Traditionnel Gris	Papier	Fluorure de sodium (100 mg) Oxalate de potassium (20 mg)	100 / 1 000

## Tubes citratés BD Vacutainer<sup>MD</sup>

On utilise les tubes citratés BD Vacutainer<sup>MD</sup> contenant une solution tamponnée de citrate de sodium à 3,2 % pour les analyses de coagulation courantes.



Numéro de référence	Verre (V) ou plastique (P)	Taille du tube (mm)	Volume de prélèvement (mL)	Type et couleur du bouchon	Type d'étiquette	Additif / Concentration	Qté par boîte / Qté par caisse
<b>363080</b>	P	13 x 75	1,8	BD Hemogard <sup>MC</sup> Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,109 M, 3,2 %)	100 / 1 000
<b>363083</b> ✓	P	13 x 75	2,7	BD Hemogard <sup>MC</sup> Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,109 M, 3,2 %)	100 / 1 000
<b>367599</b>	V	13 x 75	4,5	BD Hemogard <sup>MC</sup> Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,109 M, 3,2 %) Théophylline, adénosine, dipyridamole (0,3 mL)	100 / 1 000
<b>369714</b>	V	13 x 75	4,5	BD Hemogard <sup>MC</sup> Bleu pâle	Papier	Citrate de sodium tamponné (0,105 M, 3,2 %)	100 / 1 000

✓ Recueil des meilleures pratiques.

\* Contenant approuvé pour les tests d'alcoolémie en vertu de l'article 258 du Code criminel du Canada.

 Bouchon BD Hemogard<sup>MC</sup>

 Bouchon traditionnel en caoutchouc