


Système Intermate

Les systèmes de perfusion élastomérique Intermate sont des systèmes portatifs et jetables qui font appel à la technologie élastomérique pour la perfusion de médicaments en solution à un débit constant. Le système de perfusion Intermate de grand volume (volume maximal de 275 mL) et le système de perfusion Intermate de petit volume (volume maximal de 105 mL) peuvent s'utiliser à divers débits. La durée des perfusions continues peut varier entre 30 minutes et 5 heures. Chaque unité est munie d'un dispositif intégré avec adaptateur Luer verrouillant. Faciles à remplir; peuvent être remplis au moyen de systèmes de remplissage automatisés. Idéals pour les soins à domicile et les patients ambulatoires qui nécessitent des perfusions intermittentes.



Système de perfusion Intermate – Petit volume

Numéro de catalogue	Description	Volume de remplissage maximal (mL)	Débit (mL/h)	Temps de débit nominal	Unités/caisse
2C1734K	Intermate SV 200	105 mL	200 mL/h	30 minutes	48
2C1732K	Intermate SV 100	105 mL	100 mL/h	1 heure	48
2C1730K	Intermate SV 50	105 mL	50 mL/h	2 heures	48

Système de perfusion Intermate**Système de perfusion Intermate – Grand volume**

Numéro de catalogue	Description	Volume de remplissage maximal (mL)	Débit (mL/h)	Durée maximale de l'administration	Unités/caisse
2C1744K	Intermate LV 250	275 mL	250 mL/h	1 heure	24
2C1742K	Intermate LV 100	275 mL	100 mL/h	2,5 heures	24
2C1740K	Intermate LV 50	275 mL	50 mL/h	5 heures	24

Système de perfusion Intermate – Très grand volume

Numéro de catalogue	Description	Volume de remplissage maximal (mL)	Débit (mL/h)	Durée maximale de l'administration	Unités/caisse
2C1064K	Intermate XLV	550 mL	250 mL/h	2 heures	12

Accessoires**Accessoires**

Numéro de catalogue	Description	Unités/caisse
2C1100	Sac de ceinture – Pour utilisation avec les systèmes de perfusion Intermate et Infusor de grand volume et de petit volume	6