

Tableau de comparaison des stéthoscopes Littmann^{MC} 3M^{MC}

C'est un investissement en vous-même.

Les stéthoscopes Littmann sont fabriqués pour les professionnels soucieux d'obtenir les meilleurs résultats pour les patients. Ils offrent un superbe rendement acoustique, une qualité constante et élevée et une valeur exceptionnelle.



Une technologie accordable

3M a inventé la technologie des membranes accordables afin de vous permettre d'entendre des sons de différentes fréquences sans devoir tourner ou repositionner le pavillon.



Contact léger :
Tenez le côté accordable de la membrane du pavillon en exerçant une légère pression pour entendre les sons de basses fréquences.



Pression ferme :
Exercez une pression un peu plus ferme sur le pavillon pour entendre les fréquences plus élevées.

Une qualité à laquelle vous pouvez vous fier

Tous les stéthoscopes mécaniques Littmann sont conçus et fabriqués aux États-Unis conformément à des procédés et contrôles de la qualité stricts. Le résultat : une qualité constante. Ceci signifie que n'importe quel stéthoscope mécanique Littmann que vous utiliserez offrira un niveau de rendement élevé et constant.

Léger		Classique				Cardiologie		Électronique	
6	Idéals pour la lecture de la pression artérielle et une évaluation médicale limitée.	7 à 8	Des outils robustes et fiables pour l'évaluation physique et la surveillance de vos patients d'un long quart de travail après l'autre.			9 à 10	Conçus pour répondre aux besoins des cliniciens les plus exigeants. Offrent une sensibilité acoustique exceptionnelle afin de vous aider à effectuer une auscultation détaillée.	10+	Auscultation de haut rendement. Une écoute améliorée de tout ce que vous devez entendre à l'aide de l'amplification du son et de la réduction du bruit ambiant avec un dispositif de connectivité en option.
Rendement acoustique		Rendement acoustique	MAINTENANT OFFERT LA NOUVELLE GÉNÉRATION			Rendement acoustique		Rendement acoustique	
Stéthoscope léger II É.S.	Stéthoscope « Select »	Stéthoscope de pédiatrie et pour nourrissons Classique II	Stéthoscope Classique II É.S.	Stéthoscope Classic III ^{MC}	Stéthoscope Master Classic II ^{MC}	Stéthoscope Cardiology III ^{MC}	Stéthoscope Master Cardiology ^{MC}	Stéthoscope électronique modèle 3100	Stéthoscope électronique modèle 3200
Pavillon double 118 grammes Membrane accordable Garantie de 2 ans	Pavillon simple 120 grammes Membrane accordable Garantie de 2 ans	Pavillon double 105 et 95 grammes Garantie de 3 ans	Pavillon double 135 grammes Membrane accordable Garantie de 3 ans	Pavillon double 150 grammes Deux membranes accordables Cloche ouverte transformable Garantie de 5 ans	Pavillon simple 160 grammes Membrane accordable Garantie de 3 ans	Pavillon double 175 ET 185 grammes Dimensions offertes : 56 cm (22 po) et 69 cm (27 po) Membrane accordable Tubulure à deux lumières Garantie de 5 ans	Pavillon simple 175 ET 185 grammes Dimensions offertes : 56 cm (22 po) et 69 cm (27 po) Membrane accordable Tubulure à deux lumières Garantie de 7 ans	185 grammes Garantie de 2 ans	Technologie sans fil Bluetooth® Enregistrement et lecture 185 grammes Garantie de 2 ans

Renseignements de commande et couleurs de la tubulure des stéthoscopes Littmann® 3M^{MC}



		Noir	Bourgogne	Bleu marine	Vert forêt	Prune	Chocolat	Gris	Vert pin	Bleu ciel	Mauve	Framboise	Bleu caraïbe	Orange	Vert écume de mer	Rouge	Lilas	Bleu royal	Bleu océan	Pêche	Rose perle	Corail	Vert olive foncé	Sable	Lavande	Turquoise	Citron-lime	Émeraude	Champagne	Rose*
Modèle 3200	27 po (69 cm)	3200BK27	3200BU	3200NB				3200T																						
Modèle 3100	27 po (69 cm)	3100BK27	3100BU																											
Master Cardiology^{MC}	22 po (56 cm)	2159																												
	27 po (69 cm)	2160 2161 ¹ 2175 ² 2176 ⁵	2163	2164	2165 2183 ²	2167																	2182 ⁵							
Cardiology III^{MC}	22 po (56 cm)	3127																												
	27 po (69 cm)	3128 3131BE ¹ 3128BRS ² 3157SM ⁵ 3152RBW ⁶	3129	3130	3134	3135	3137CPR ³	3136		3146		3148	3138				3140						3149	3166 ⁵	3165 ⁵	3158 ⁷	3159 ⁵	3161 ⁵		
Master Classic II^{MC}	27 po (69 cm)	2144L 2141 ¹	2146	2147	2632					2633	2143		2630											2636 ¹						
Classic III^{MC}	27 po (69 cm)	5620 5803 ¹	5627	5622			5809 ³					5626													5832	5835	5839	5840		5639
Classique II É.S.	28 po (71 cm)	2201 2218BE ¹ 2827SM ⁵		2205	2208			2203	2818	2813	2209	2210	2206 2823 ⁶	2812							2817									
Classique II pédiatrique	28 po (71 cm)	2113		2123								2122	2119 2153 ⁶			2113R														
Classique II nourrisson	28 po (71 cm)	2114							2132			2125 2157 ⁶	2124			2114R														
« Select »	28 po (71 cm)	2290	2293										2291																	
Léger II É.S.	28 po (71 cm)	2450	2451										2452				2453													

Des stéthoscopes pour l'enseignement (numéros de catalogue 2138 et 2139) ainsi qu'un stéthoscope pour médecine vétérinaire (numéro de catalogue 1392) sont aussi offerts Les couleurs affichées sont approximatives.



OFFERTS AU CANADA PAR L'ENTREMISE DE :

**Soins de santé 3M
Compagnie 3M Canada**
Case postale 5757
London (Ontario)
N6A 4T1 Canada
1 800 364-3577
www.Littmann.ca

3M Health Care
2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144
É.-U.

3M, Littmann, le logo L Littmann, le L, Master Cardiology, Cardiology III, Master classic II, Classic III, et la forme du pavillon du stéthoscope sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2015, 3M. Tous droits réservés.
1501-00169F

Les finis spéciaux du pavillon et de la lyre sont offerts seulement dans un nombre limité de couleurs de la tubulure.



¹ Modèle noir – fini noir du pavillon et des tubes auriculaires.



² Modèle laiton – fini laiton du pavillon et des tubes auriculaires.



³ Modèle cuivre – fini cuivre du pavillon et des tubes auriculaires.



⁴ Modèle or – fini or du pavillon et des tubes auriculaires.



⁵ Modèle fumée – fini fumée du pavillon et des tubes auriculaires.



⁶ Modèle arc-en-ciel – fini arc-en-ciel du pavillon et fini soleil doré des tubes auriculaires.



⁷ Modèle arc-en-ciel – fini arc-en-ciel du pavillon et fini laiton des tubes auriculaires.